

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、此の度下記項目につきましてメーカーの測定試薬製造中止により測定試薬・測定方法を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内する次第です。尚、提出要領等の変更はございません。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬白

平成17年4月1日より

【HBe抗原・項目コード603】

	新	旧
測定方法	CLIA法	RIA・固相法
判定基準	(-) S/CO* 1.00未満 (+) S/CO* 1.00以上	(-) カットオフ比 1.0未満 (判定保留) カットオフ比 1.0から2.0 (+) カットオフ比 2.0以上
報告日数	2~3日	3~4日

*S/CO=Sample RLU/cut off

【HBe抗体・項目コード604】

	新	旧
測定方法	CLIA法	RIA・固相法
判定基準	(-) 抑制率 50.0未満 (+) 抑制率 50.0以上	(-) 抑制率 30.0未満 (判定保留) 抑制率 30.0から70.0 (+) 抑制率 70.0以上
報告日数	2~3日	3~4日

一部のB型慢性肝炎患者では、血清中にHBe抗原は検出されず、HBe抗体が陽性になることがあります。これらの患者では血清中のB型肝炎DNAも陽性となります。

