

FDP 測定試薬変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ながら測定試薬の変更に伴い、下記の通り検査材料、容器及び基準範囲の変更をさせて頂くことに致しましたので、取り急ぎご案内する次第です。現試薬は血清中 FDP 測定専用試薬であり血漿中 FDP は測定できませんでした。新試薬は血漿又は血清中 FDP の測定が可能です。

「容器番号 16:凝固検査用容器」(弊社「総合検査のご案内」115ページ「容器一覧」参照)で、FDP 単独依頼又は他の凝固項目との併用検査ができるようになります。

今後ともお引き立て賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

実施日 :平成17年 7月1日 受付分より

検査項目:項目番号25 FDP(フィブリン及びフィブリノゲン分解産物)


変更点:

	試薬名	検査材料	基準範囲(単位)	容器番号
新	エルピアFDP-P	血漿,血清	5.0 μ g/ml未満	16
旧	エルピア・FDP	血清	5.0 μ g/ml以下	19

尚、FDP(尿)検査につきましては、変更ございません。



血漿中FDP 従来法との相関



(株)三菱化学ヤトロン検討結果より引用