

## 結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン $\gamma$ (クオンティフェロン)測定値報告のご案内

謹啓、時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本検査は、活動性結核の診断補助(X線所見や喀痰塗抹標本で結核を確定できず、他の臨床所見で結核を疑う者)、潜在性結核の診断補助(①定期外検診として、集団発生の際の感染症結核患者との接触者 ②感染性結核患者との接触機会の多い医療従事者)として使われます。

検査成績は、判定のみご報告させて頂いておりましたが、測定値 E・測定値 C・測定値 M も加えてご報告させて頂く運びとなりましたので、とり急ぎご連絡申し上げます。

謹白

記

実施日 : 平成 19 年 5 月 1 日受付分より

### 測定結果の判定

測定値 E または C	判定	解釈
0.35 IU/mL 以上	陽性	結核感染を疑う
0.1 IU/mL ~ 0.35 IU/mL 未満	判定保留	感染リスクの度合いを考慮し、総合的に判断する
0.1 IU/mL 未満	陰性	結核感染していない

測定値 E=IFNE-IFNN 測定値 C=FNC-IFNN

判定不可 測定値 E および測定値 C が共に 0.35 IU/mL 未満であっても、測定値 M (IFNM-IFNN) が 0.5IU/ml 未満の場合は「判定不可」となりますのでご注意ください。

