

採血管変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社諸事情により採血管を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内する次第です。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

変更容器の種類







- 裏面の一覧表をご参照下さい。


実施期日






- 平成 20 年 10 月下旬以降、在庫がなくなり次第順次変更いたします。
(旧容器も使用期限内であれば使用可能です)



札幌臨床検査センター 採血管一覽

用途	生化学	生化学	血糖	血球	凝固	凝固
容器番号	01	01	04	14	16	16
現行採血管						
添加剤	血清分離剤	血清分離剤	フッ化ナトリウム/ EDTA2Na	EDTA2K	3.2%クイ酸 ナトリウム	3.2%クイ酸 ナトリウム
採血量	8.5ml	6ml	2ml	2ml	2.7ml	4.5ml



用途	生化学	生化学	血糖	血球	凝固	凝固
容器番号	01	01	04	14	16	16
新規採血管						
添加剤	血清分離剤	血清分離剤	フッ化ナトリウム/ Li ⁺ リンナトリウム	EDTA2K	3.8%クイ酸 ナトリウム	3.8%クイ酸 ナトリウム
採血量	9ml	5ml	2ml	2ml	1.8ml	4.5ml

※白背景はセキスイ社製・青背景はニプロ社製です。