

クオンティフェロン採血管包装変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、このたびクオンティフェロンTBゴールド用採血管のさらなる改良を行い、高精度に採血量(0.8~1.2ml)が取れるようになりました。これに伴い下記のとおりメーカーより変更のお知らせがありましたので、取り急ぎご案内する次第です。何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

【変更点および変更理由】

① ラベルに表示している採血量を示すマーク

全ての採血管に付いている ■マークは、採血量が 0.8~1.2mL の範囲を示します。

② キャップリングの色

全ての採血管の黒色キャップリングは、現行品と変更品を区別しやすくするためです。

【連絡事項】

弊社の在庫が無くなり次第暫時切り替えますので、ご了解ください。

尚、現行の採血管も従来通り使用できます。

ご不明な点がございましたら、担当営業までお知らせ下さい

裏面へ続く



変更後



変更前

