



平成25年03月
25-12

「自己抗体」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、下記項目の検査内容を変更させていただくことに致しましたので取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目

- 1807 抗 RNP 抗体(EIA)
- 1808 抗 Sm 抗体(EIA)
- 1809 抗 Scl-70 抗体(EIA)
- 1810 抗 SS-A 抗体(EIA)
- 1811 抗 SS-B 抗体(EIA)

実施期日

- 平成 25 年 3 月 30 日(土)受付分より

変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考
1807	抗 RNP 抗体	検査コード 検査方法 基準値 単位	3508 CLEIA (医学生物学研究所) 10.0 未満 U/ml	1807 EIA (医学生物学研究所) (-)15.0 未満 index	自動分析装置 用試薬の採用 及び報告形式 の変更
1808	抗 Sm 抗体	検査コード 検査方法 基準値 単位	3509 CLEIA (医学生物学研究所) 10.0 未満 U/ml	1808 EIA (医学生物学研究所) (-)7.0 未満 index	
1809	抗 Scl-70 抗体	検査コード 検査方法 基準値 単位	3510 CLEIA (医学生物学研究所) 10.0 未満 U/ml	1809 EIA (医学生物学研究所) (-)16.0 未満 index	
1810	抗 SS-A 抗体	検査コード 検査方法 基準値 単位	3511 CLEIA (医学生物学研究所) 10.0 未満 U/ml	1810 EIA (医学生物学研究所) (-)10.0 未満 index	
1811	抗 SS-B 抗体	検査コード 検査方法 基準値 単位	3512 CLEIA (医学生物学研究所) 10.0 未満 U/ml	1811 EIA (医学生物学研究所) (-)15.0 未満 index	

総合検査のご案内 71・72 頁

新旧二法の比較

【抗 RNP 抗体】

		旧法<EIA>			
		陽性	判定保留	陰性	合計
新法 <CLEIA>	陽性	46	0	2	48
	陰性	4	2	69	75
	合計	50	2	71	123

【抗 SS-A 抗体】

		旧法<EIA>			
		陽性	判定保留	陰性	合計
新法 <CLEIA>	陽性	83	6	3	92
	陰性	0	3	56	59
	合計	83	9	59	151

【抗 Sm 抗体】

		旧法<EIA>			
		陽性	判定保留	陰性	合計
新法 <CLEIA>	陽性	40	6	2	48
	陰性	1	25	30	56
	合計	41	31	32	104

【抗 SS-B 抗体】

		旧法<EIA>			
		陽性	判定保留	陰性	合計
新法 <CLEIA>	陽性	72	5	13	90
	陰性	0	6	54	60
	合計	72	11	67	150

【抗 Scl-70 抗体】

		旧法<EIA>			
		陽性	判定保留	陰性	合計
新法 <CLEIA>	陽性	41	0	1	42
	陰性	6	0	136	142
	合計	47	0	137	184