

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、下記の検査項目につきまして、検査内容を変更致しますので取り急ぎご案内致します。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

検査内容変更

コード	項目名	変更箇所	新	旧	備考
1652	アルベカシン	有効治療濃度	Peak 15~20μ g/ml	Peak 9~20μ g/ml (副作用発現域)	試薬添付 文書改訂
2396	テイコフラニン		Trough 2μ g/ml 未満	Trough 2μ g/ml 以上 (管理目標値)	
1318	シクロスホリン	検査方法	Trough 10~30μ g/ml	Trough 5~10μ g/ml	高精度試薬 の採用
1360	タクロリムス		ECLIA [ロシュ・ダイアグノステックス]	CLIA [アホットジャパン]	
2158	HCV 群別		CLEIA	EIA	
1414	ヒト心房性 Na 利尿 ペプチド(HANP)		FEIA [東ソー]	CLEIA [塩野義製薬]	
1372	抗 ssDNA 抗体 IgG	検査方法 基準値	CLEIA [医学生物学研究所] 25.0AU/ml 以下	EIA [医学生物学研究所] 25AU/ml 以下	汎用試薬 の採用
1374	抗 dsDNA 抗体 IgG	検査方法 基準値	CLEIA [医学生物学研究所] 12.0IU/ml 以下	EIA [医学生物学研究所] 12IU/ml 以下	
871	抗アセチルコリン レセプター結合抗体	基準値	陰性(-) 0.2nmol/l 以下	陰性 ≤0.2nmol/l 疑陽性 0.2nmol/l<, ≤0.5nmol/l 陽性 >0.5nmol/l	基準値表記 の適正化
561	テストステロン		男性 1.92~8.84ng/ml 女性(閉経前) 0.15~0.44ng/ml (閉経後) 0.12~0.31ng/ml	男性 1.92~8.84ng/ml 女性(有経) 0.15~0.44ng/ml (閉経) 0.12~0.31ng/ml	
946	アホカト	検査項目名	アホカト	アホカト	表記の 適正化
1074	チース		チエターチース	チース	


実施期日

- 平成 26 年 3 月 31 日(月)受付分より


新旧二法の相関

【ヒト心房性 Na 利尿ペプチド(HANP)】


[全体]




[低値域]




【シクロスポリン】




【タクロリムス】



【抗ds DNA抗体-IgG】



【抗ss DNA抗体-IgG】



(三菱化学メディエンス検討データ)