

## 「HLA遺伝子型判定」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、委託先より下記項目につきまして、検査試薬変更の連絡を受けましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

また、検査試薬に併せて型判定用のアレル・データベースも最新に更新してより詳細な型別分類を可能にするとともに、CWD (Common and Well-Documented) ライブラリー\*とわが国の骨髄バンクにて蓄積したアレル出現頻度データを加味して極めて稀なアレルをデータマッチング結果から棄却することで、よりの確な判定結果をご報告できると存じます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

### 対象項目

- 2425 HLA遺伝子型判定(A Locus)      ●2286 HLA遺伝子型判定(DRB1)
- 2829 HLA遺伝子型判定(B Locus)      ●1775 HLA遺伝子型判定(DQB1)
- 2830 HLA遺伝子型判定(C Locus)      ●2287 HLA遺伝子型判定(DPB1)

### 変更内容

変更内容		新	旧
検査試薬		SeCore[One Lambda]	AlleleSEQR[ Celera Co. ]
測定範囲	A, B, C	同右(変更なし)	Exon2-4
	DRB1	Exon2, 3	Exon2
	DQB1	同右(変更なし)	Exon2, 3
	DPB1	Exon2-4	Exon2
報告形態		アレル表示桁数(4桁または6桁) ※一部報告桁数に変更あり。 (例) A *02:07:01	アレル表示桁数(4桁または6桁) (例) A*02:07

※項目コード・検体量・検査方法等の検査要項に変更はございません。

\*CWDライブラリー：世界的規模で収集・蓄積されたヒトHLAアレルデータの総合ライブラリー

### 実施期日

- 平成 28 年 6 月 20 日(月)受付分より