

「抗核抗体(ANA)」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、下記検査項目におきまして検査内容を変更させていただきますので取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

検査項目

● 229 抗核抗体(ANA)

※詳細につきましては、裏面をご参照下さい。

変更期日

- 令和2年9月30日(水)受付日分より

抗核抗体(ANA)

測定試薬の販売中止に伴い、同一メーカーが販売する後継試薬に変更いたします。変更後の試薬は、国際的な染色像に準拠するべく、基質スライドの細胞固定法および一部の構成成分が変更されています。現行試薬と新試薬における抗体価および染色型の差は 1 管差以内に収束しており、基準値の変更はございません。なお、検査方法に変更はございません。

新旧二法の相関(抗体価)

		(倍)							
		2560						3	5
新法	1280					5	4		
	640				9	5			
	320			7	12				
	160		5	8	2				
	80		1	16	1				
	40	6	40	1					
	L40	130	3						
			L40	40	80	160	320	640	1280
		旧法							
		(倍)							

完全一致率	1管差一致率
83.7% (220/263)	100% (263/263)

新旧二法の相関(染色型)

染色型	Homogenous	Speckled	Centromere	Numa-1	中心体	ゴルジ体
一致率	83% (20/24)	100% (15/15)	89% (16/18)	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (2/2)
染色型	Homogenous Speckled	Homogenous Peripheral	Homogenous Nucleolar	Homogenous Centromere	Cytoplasmic	Cytoplasmic Centromere
一致率	94% (30/32)	100% (3/3)	100% (5/5)	100% (1/1)	100% (1/1)	100% (2/2)
染色型	核膜 Speckled	核膜 Granular	核膜 Speckled Centromere	核膜 Homogenous Speckled	核膜 Speckled Nucleolar	Spckled Nuleolar Granular
一致率	75% (3/4)	100% (3/3)	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (1/1)	100% (1/1)
染色型	Speckled Centromere	Speckled Nucleolar	Speckled Centromere Nucleolar	PCNA	PCNA -like	PCNA-like Homogenous
一致率	100% (5/5)	100% (4/4)	100% (1/1)	100% (2/2)	100% (2/2)	100% (1/1)

一致率
93.3% (126/135)