

「便中ヘリコバクター・ピロリ抗原」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
 さてこの度、下記の検査項目につきまして、検査内容を変更させていただきますので取り急ぎご案内申し上げます。
 誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧	備考 (総合検査のご案内)
2626	便中ヘリコバクター・ピロリ抗原	検査方法	EIA	ELISA	国内シェア率の高い測定試薬の変更に伴う、検査方法、容器、案内書備考欄の変更 P67
		容器	容器番号110：便中ヘリコバクター・ピロリ抗原用 ※専用容器が変更となります。	容器番号110：便中ヘリコバクター・ピロリ抗原用	
		案内書備考欄	必ず専用容器で採取してご提出ください。	必ず専用容器で採取してご提出ください。 凍結保存は避けてください。	

※旧容器では、参考値になりますので、新容器でご提出願います。

変更期日

- 令和3年3月31日(水)受付日分より

便中ヘリコバクター・ピロリ抗原

国内シェア率の高い試薬へと変更させていただきます。

これに伴い、検査方法、容器、案内書備考欄が変更となります。なお、旧容器では参考値になりますので、新容器でご提出願います。



エスアールエル検討データ

相関一致表

		ELISA (現法)		
		陰性	判定保留	陽性
EIA(新法)	陰性	16	0	0
	陽性	0	2	22

一致率(判定保留を除く) : 100% n=40

容器画像

変更内容	新	旧
採便容器		
容器番号	容器番号110	同左
添加剤	ほう酸	リン酸バッファー
保管方法	常温	同左

●検査方法参考文献

朝日 佳代子, 他: 医学と薬学57(2):253~260, 2007.