

## 「SP-D(サーファクタントプロテイン-D)」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、標記項目につきまして、検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

### 対象項目/変更内容

● 1765 SP-D(サーファクタントプロテイン-D)

変更内容	新	旧	備考 (総合検査の ご案内)
検査方法	CLEIA	EIA	全自動測定 機器へ搭載 可能な試薬 へと変更させ ていただきます。 P69
報告範囲	15.0未満、 15.0~99900000	17.2以下、 17.3~99900000	
検体量(mL)	0.5 mL	0.3 mL	

※基準値、単位に変更はございません。

### 変更期日


● 令和3年9月2日(木)受付日分より

## ●SP-D(サーファクタントプロテイン D)

全自動測定機器へ搭載可能な試薬へと変更させていただきます。  
これに伴い、検査方法、報告範囲、検体量が変更となります。

## エスアールエル検討データ

### ●相関図



### ●検査方法参考文献

土居 耕介, 他: 医学と薬学 78(3): 261~267, 2021.