

「ビタミンB1、ビタミンB2」 採取容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、標記項目の測定委託先(株式会社エスアールエル セントラルラボラトリー)より、令和6年12月以降、順次、採取容器を変更する旨の連絡を受けましたのでご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

	新 89番容器		現 89番容器	
採取容器		容量 4 mL 添加剤 EDTA-2Na 6.75 mg 保存方法 室温 有効期限 製造から1年6ヵ月		容量 2 mL 添加剤 EDTA-2K 3.6 mg 保存方法 室温 有効期限 製造から1年

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考 (検査案内掲載頁)
802	ビタミンB1	検査案内 備考欄	遮光容器に採血し、よく混和させ、凍結してご提出ください。	(記載なし)	遮光対応漏れを防止するため、採取容器の変更 ビタミンB1の保存方法に【遮光】を追加させていただきます。(P.18)
803	ビタミンB2			(検体のご提出について) 血液は必ず遮光ポリスピッツに移し替えて凍結してご提出下さい。	

変更期日

- 令和6年12月5日(木)受付日より
※上記期日以降も現容器での受託は可能です。