

## 抗酸菌染色結果表記変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

この度、抗酸菌染色の結果を「抗酸菌検査ガイド2020」に則した表記に変更いたしますので下記の通りご案内申し上げます。

今後も弊社では皆様のご要望にお応えできるよう研鑽を重ねてまいりますので、今後とも引き続きお引き立てのほど宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

### 対象項目/変更内容

項目コード	検査項目名	変更箇所	新	現	蛍光法 (鏡検倍率200倍)	チール・ネルゼン (鏡検倍率100)
4464	抗酸菌染色 (集菌蛍光法)	結果表記	(-) ± G1 1+ G2 2+ G5 3+ G9	陰性 陽性 G1 陽性 G2 陽性 G5 陽性 G9	0/30 視野 1~2/30 視野 1~19/10 視野 >20/10 視野 >100/1 視野	0/300 視野 1~2/300 視野 1~9/100 視野 >10/100 視野 >10/1 視野

\* 簡易法との一致は正確ではありません

- 抗酸菌染色(集菌蛍光法)の染色結果は(-)、±、1+、2+、3+で報告し、相当するガフキー号数を併記致します。
- 陰性の場合はガフキー号数を記載しません。

### 変更期日

- 令和 7年 6月 2日(月) 受付分より