

新規受託項目のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社では皆様のご要望にお応えし、また、医療の進歩に寄与するべく絶えず検査領域の拡大に努めておりますが、此の度、下記項目の検査受託を開始することとなりました。

取り急ぎご案内致しますので、宜しくご利用の程お願い申し上げます。

謹白

記

新規受託項目

- 3100 抗 p53 抗体
- 3117 WT 1 mRNA 定量

検査要項

| 項目コード | 3100 | 3117 |
|--------|---|--|
| 検査項目名 | 抗 p53 抗体 | WT1 mRNA 定量 |
| 検体量 | 血清 0.2ml (採血量 1.5ml) | 血液 7.0ml (採血量 7.0ml) |
| 保存方法 | 凍結 (血清分離後) | 冷蔵 |
| 採取容器 | 容器番号 01 汎用容器 (分離剤入り) | 専用容器 |
| 検査方法 | ELISA 法 | リアルタイム RT-PCR 法 |
| 基準値/単位 | 1.30 以下 U/ml | 50 未満 コピ ⁻ /μgRNA |
| 所要日数 | 14 日 | 4 ~ 5 日 |
| 検査実施料 | 170 点 (D009 「9」) 腫瘍マーカー | 2000 点 (D006-2) 血液細胞核酸増幅同定検査 |
| 判断料 | 135 点 生化学的検査 (Ⅱ) | 135 点 血液学的検査 |
| 備考 | 血清中抗 p53 抗体測定は、食道癌、大腸癌又は乳癌が強く疑われる患者に対して行った場合に月1回に限り算定できる。 | WT1mRNA 定量は、リアルタイム RT-PCR 法により、急性骨髄性白血病の診断の補助又は経過観察時に行った場合に1月に1回を限度として算定できる。 |

受託開始日

- 平成 20 年 1 月 7 日(月)

