

## 「ガストリン放出ペプチド前駆体(Pro GRP)」 検査内容・検体容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、「SATURIN NEWS 22-23」にて検査内容変更のお知らせを致しました下記項目につきまして再度、**検体容器変更**の確認をしていただきたくご案内します。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

### 対象項目

- 2159 ガストリン放出ペプチド前駆体(Pro GRP)

### 変更内容

変更箇所	新	旧	備考
検査方法	CLIA [アホットジャパン]	EIA [シスメックス]	高性能試薬への変更・検査材料 基準値の見直し
材料	血漿(EDTA)	血清	
容器番号	15	01	
検体量	0.3mL	0.5mL	
保存方法	冷蔵	凍結	
基準値	80.0 pg/mL 以下	46.0 pg/mL 未満	
所要日数	3~4 日	4~5 日	
報告下限値	3.0 pg/mL 未満	8.0 pg/mL 未満	
検体の安定性	10 日	—	

### 実施期日

- 平成 22 年 10 月 1 日(金) 受付日分より

