



平成 23 年 3 月
23-7

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

この度、別掲の検査項目につきまして、検査方法・基準値等を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

- 別掲の一覧表をご参照下さい。

変更期日

- 平成 23 年 3 月 31 日 (木) 受付日分より



札幌臨床検査センター 株式会社
SAPPORO CLINICAL LABORATORY INC.

検査内容変更項目一覧

項 目 コード	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考
1507	ペプシノゲン《CLIA》	判 定 基 準	(別表参照)		厚生労働省 研究班の使用 する判断 基準への変 更
		報 告 成 分	PGⅠ濃度 PGⅡ濃度 PGⅠ／Ⅱ比 判定(追加)	PGⅠ濃度 PGⅡ濃度 PGⅠ／Ⅱ比	
2562	ペプシノゲン《LA》	判 定 基 準	(別表参照)		
		報 告 成 分	PGⅠ濃度 PGⅡ濃度 PGⅠ／Ⅱ比 判定(追加)	PGⅠ濃度 PGⅡ濃度 PGⅠ／Ⅱ比	
2099	薬物スクリーニング	報 告 成 分	6-アセチルモルヒネ (追加)		報告成分見 直し
2490	乱用薬物スクリーニング	報 告 成 分	6-アセチルモルヒネ (追加)	ジヒドロコデイン (削除)	
3059	アヘン系麻薬検査				
693	前立腺酸性フォスファターゼ (PAP)	検 査 方 法	CLEIA [シーメンスヘルスケア・ダイアグノ スティクス]	RIA(二抗体法) [栄研化学]	現行試薬の 販売中止
		所 要 日 数	3～6日	4～5日	
		報告下限値	0.1 ng/mL 未満	0.5 ng/mL 未満	
235	IgD	検 査 方 法	ラテックス凝集免疫比濁法 [栄研化学]	ネフェロメトリー法 [シーメンスヘルスケア・ダイアグノ スティクス]	
		基 準 値	12.6 mg/dL 以下	11.5 mg/dL 以下	
2429	抗CCP抗体 (抗シトルリ化ペプチド抗体)	検 査 方 法	EIA [医学生物学研究所]	EIA [医学生物学研究所]	
		報告上限値	300 U/mL 以上	100 U/mL 以上	
		報告下限値	1.0 U/mL 未満	0.6 U/mL 未満	
1244	塩基性フェトプロテイン (BFP)(血清)	基 準 値	75 ng/mL 未満	75 ng/mL 以下	基準値表記 の適正化 (試薬添付 文書に準拠)
		保存安定性	冷蔵 4週	凍結 8週	
3168	TRACP-5b	基 準 値	女性(YAM): 120～420 mU/dL	女性 閉経前(YAM): 120～420 mU/dL	試薬添付文 書に準拠 し、「閉経 前」削除
2595	IGF結合蛋白-3 (IGFBP-3)	所 要 日 数	3～9日	4～9日	測定頻度の 見直し

検査内容変更項目一覧


項 目 コード	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考
1436	17-ケトジェニックステロ イド・総(17-KGS)	備 考	蓄尿時は冷暗所に保管 して下さい (保存剤による影響はあ りません)。	酸性蓄尿は不可。	保存条件の 見直し
1435	17-ケトジェニックステロ イド分画(17-KGS分画)				
1378	17-ケトステロイド3分画 (17-KS 3分画)				
1388	17-ケトステロイド7分画 (17-KS 7分画)				
728	プレグナンジオール(P ₂)			トルエン1～2mL を加 え、冷所に蓄尿し、よく混 和し所定量をご提出下さ い。	
729	プレグナントリオール(P ₃)				

ペプシノゲン

ペプシノゲンの胃粘膜萎縮度の判定基準を、近年、厚生労働省研究班などで広く使用されている判定基準に変更致します。従来の判定基準には疑陽性がありましたが、新しい判定基準では削除になります。また、この変更に伴い、報告書に判定を表示致します。


胃粘膜萎縮度の新判定基準

判定		測定値	
		PGI (ng/mL)	I / II 比
強陽性	3+	30 以下	かつ 2.0 以下
中等度陽性	2+	50 以下	かつ 3.0 以下
陽性	1+	70 以下	かつ 3.0 以下
陰性	-	上記条件以外	




新旧二法の相関

【前立腺酸性フォスファターゼ(PAP)】




(三菱化学メディエンス検討データ)

【IgD】



(三菱化学メディエンス検討データ)

【抗CCP抗体(抗シトルリン化ペプチド抗体)】



(三菱化学メディエンス検討データ)